

Indicación para la toma de muestras ESPERMOCULTIVO c/ ORINA



Estimado/a paciente:

Estas instrucciones lo/la ayudarán a recolectar la muestra solicitada por su médico.

Es importante que siga los pasos indicados para obtener una muestra correcta. Por favor, lea las instrucciones con atención y asegúrese de haberlas comprendido, de lo contrario, no dude en comunicarse con el laboratorio.

Muchas gracias.

Materiales necesarios:

- * 3 frascos estériles de Farmacia.
- * Solicitar en el Laboratorio el medio de Transporte Stuart.
- * Jabón Nuevo

<u>Instrucciones para la recolección de la muestra:</u>

- 1. Es necesario una <u>abstinencia sexual</u> previa de 3 a 5 días.
- 2. Al levantarse hisoparse la zona prepucial, retrayendo el prepucio y rotando el hisopo de algodón provisto por el laboratorio alrededor del mismo.
- 3. Antes de orinar, debe higienizarse retrayendo previamente el prepucio, primero con agua, luego con un jabón nuevo y por último nuevamente con agua.
- 4. Manteniendo el prepucio retraído orinar el primer chorro (los primeros 10 ml) en un frasco estéril rotulado como "orina 1º chorro".
- 5. Seguir orinando en el inodoro y juntar la porción media en otro frasco estéril rotulado como "orina chorro medio".
- 6. La muestra de esperma será obtenida por masturbación en un frasco estéril. No debe recogerse en preservativos, ya que contienen sustancias espermicidas. Es MUY IMPORTANTE recolectar el TOTAL de la muestra.
- 7. Remitir las muestras en el día. La muestra de orina de chorro medio debe trasladarse refrigerada y las muestras de hisopado prepucial, esperma y urocultivo 1º chorro a temperatura ambiente.

Por favor completar el siguiente formulario:

Fecha/hora de obtención
Nombre y Apellido
Abstinencia sexual previa a la obtención de la muestra (días)
()
Causas del Estudio
adda da Latadia
M. P Y. Jan. A. A.
Medicación / tratamiento

